

immunoProfil

Fiche d'instructions

REF : Ba-PRE71-002-v09

Patient, veuillez conserver cette fiche jusqu'à la réception de vos résultats.

La réalisation de votre immunoProfil nécessite que les échantillons sanguins soient collectés uniquement sur les tubes spécifiques fournis dans la boîte de transport spéciale, **l'immunoBox**.

Vous pouvez la commander par téléphone au **+33 4 92 00 43 20** ou par mail à **immunoprofil@labo-barla.eu**.

Lors de la commande précisez : identité, adresse postale et numéro de téléphone. Le délai de livraison est de maximum une semaine.

Nous vous remercions d'avoir choisi le laboratoire BARLA pour la réalisation de vos analyses.

Recommandations générales au préleveur

Prélever uniquement LUNDI, MARDI ou MERCREDI, le matin.
Si Elispot Borrelia prélever seulement LUNDI et MARDI, le matin.

Dans tous les cas, ne pas prélever ni la veille et ni l'avant veille d'un jour férié.

- Prélever
 - **Tous** les tubes sérum avec gel (bouchon rouge).
 - **Tous** les tubes EDTA (bouchon violet).
 - Uniquement pour **ELISPOT Borrelia** : prélever les 2 tubes citrate 5 ml (bouchon bleu). Le patient ne doit pas être sous traitement antibiotique ou traitement immuno-suppresseur ou immuno-modulateur (corticoïdes). En cas d'un Elispot de contrôle après traitement antibiotique respecter un intervalle de 3 mois après la fin du traitement.
- **Bien remplir les tubes** et les identifier avec le nom et prénom du patient.
- Respecter les recommandations de prélèvement indiquées sur la fiche plastifiée de l'immunoBox.
- Repositionner le couvercle transparent sur les tubes après les avoir disposés dans l'immunoBox.
- Compléter attentivement la « fiche de prélèvement extérieur ».
- Prévenir le patient que les échantillons doivent être conservés à température ambiante (> à 15°C) avant leur expédition.

Attention ! La date de naissance et le nom de naissance sont des renseignements obligatoires.

Les échantillons non parvenus dans les 24 heures après le prélèvement risquent d'être détériorés et de ne pas pouvoir être analysés.

Frais de prélèvement

- Le prélèvement sanguin peut être remboursé par la sécurité sociale et les mutuelles, s'il concerne des analyses inscrites à la nomenclature.
- Dans ce cas conserver le duplicata de l'ordonnance faite par le médecin. Il faudra le transmettre à la Caisse SS accompagné de la feuille de soin que le préleveur délivrera.
- Si le médecin a inscrit "à domicile" sur l'ordonnance, les frais de déplacement du préleveur au domicile du patient seront aussi remboursés.



Recommandations au patient

Préparation de l'immunoBox, le jour du prélèvement

Préparer et joindre à l'immunoBox contenant vos tubes :

- La "fiche de renseignements clinico-biologiques" complétée, sans oublier de la signer. Ne pas oublier de renseigner les traitements en cours (immuno-modulateurs, antibiotiques et autres en précisant le nom et la date).
- La fiche de "prélèvement extérieur" complétée par le préleveur.
- Le chèque d'acompte de 50 euros (150 euros si Elispot) à l'ordre de "Laboratoire BARLA".
- L'ordonnance délivrée par le médecin.
- Les photocopies de l'attestation de vos droits SS et de votre carte mutuelle (à jour).

Refermer soigneusement l'immunobox.

- Cet emballage est en conformité avec les normes européennes concernant le transport des matières biologiques infectieuses.

Disposer l'immunoBox dans l'enveloppe Chronopost et la sceller.

Expédition de l'enveloppe Chronopost impérativement le jour du prélèvement

Impérativement dans la matinée du prélèvement, remettre au guichet d'un bureau de poste :

- L'enveloppe Chronopost contenant l'immunoBox.
- Le bon d'expédition Chronopost prépayé. Vous n'aurez rien à régler au bureau de poste. Compléter uniquement le cadre « renseignements expéditeur » (partie bleutée).

Attention ! Les échantillons non parvenus dans les 24 heures après le prélèvement risquent d'être détériorés et ne pas pouvoir être analysés.

Frais d'analyses et de transport des échantillons

- Votre participation au frais de transport et de matériel est un forfait de 20 euros et ne peut pas donner lieu à remboursement.
- Certaines analyses sont remboursées par la Sécurité sociale. Si vous avez transmis votre attestation SS et carte mutuelle, le laboratoire se mettra en relation directe avec votre Caisse pour le tiers payant.
- D'autres analyses plus spécialisées ou innovantes ne sont pas encore inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale. Donc la SS ne les rembourse pas et vous devrez les régler au laboratoire. Ces actes apparaîtront sur votre facture. Selon les mutuelles, certains contrats de haut niveau permettent leur remboursement à l'affilié. Renseignez vous auprès de votre mutuelle, il n'y a pas de règle unique.
- En pratique : dès que vos analyses sont terminées nous vous envoyons un courrier indiquant le récapitulatif de votre règlement : montant des frais restant à régler (déduction faite de l'acompte déjà versé) ou du trop perçu accompagné d'un chèque de remboursement.

Les résultats d'immunoProfil

Patient

- Nous vous envoyons vos résultats par la poste, accompagnés de la note d'honoraires et des modalités de règlement.
- De plus, nous vous communiquons vos codes personnels de connexion au serveur de résultats www.labo-barla.eu. pour leur consultation en ligne ou leur téléchargement.

Médecin

- Dès que les analyses sont terminées nous envoyons les résultats par la poste au médecin. S'il nous le demande, nous pouvons aussi lui envoyer à son adresse électronique sécurisée ou lui délivrer des logins de connexion au serveur de résultats www.labo-barla.eu.

Attention ! C'est le médecin qui décide du mode de transmission des résultats qui lui convient le mieux.