

immunoProfil

Fiche d'instructions

REF : BA-PRE71-004-v06

Patient, veuillez conserver cette fiche jusqu'à la réception de vos résultats.

La réalisation de votre immunoProfil nécessite que les échantillons sanguins soient collectés uniquement sur les tubes spécifiques fournis dans la boîte de transport spéciale, l'**immunoBox**.

Vous pouvez la commander par téléphone au **+33 4 92 00 43 20** ou par mail à **immunoprofil@labo-barla.eu**.

Lors de la commande précisez : identité, adresse postale et numéro de téléphone. Le délai de livraison est de maximum une semaine.

Nous vous remercions d'avoir choisi le laboratoire BARLA pour la réalisation de vos analyses.

Recommandations générales au préleveur

Prélever uniquement un LUNDI matin ou MARDI matin, ne pas prélever la veille d'un jour férié français

Jours fériés français 2017 : lundi 17 avril, lundi 1 mai, lundi 8 mai, jeudi 25 mai, vendredi 14 juillet, mardi 15 août, mercredi 1 novembre, samedi 11 novembre, lundi 25 décembre, lundi 1 janvier 2018

- Prélever :
 - **Tous** les tubes sérum avec gel (bouchon rouge).
 - **Tous** les tubes EDTA (bouchon violet).
- **Bien remplir les tubes** et les identifier avec le nom et prénom du patient.
- Respecter les recommandations de prélèvement indiquées sur la fiche plastifiée de l'immunoBox.
- Repositionner le couvercle transparent sur les tubes après les avoir disposés dans l'immunoBox.
- Compléter attentivement la « fiche de prélèvement extérieur ».

Attention ! la date de naissance et le nom de naissance sont des renseignements obligatoires.

Les échantillons non parvenus dans les 24 heures après le prélèvement risquent d'être détériorés et de ne pas pouvoir être analysés.

Recommandations au préleveur en cas d'Elispot / LTT lyme

Prélever uniquement un LUNDI ou un MARDI matin. Ne pas prélever la veille ni l'avant veille d'un jour férié.

Jours fériés français 2017 : lundi 17 avril, lundi 1 mai, lundi 8 mai, jeudi 25 mai, vendredi 14 juillet, mardi 15 août, mercredi 1 novembre, samedi 11 novembre, lundi 25 décembre, lundi 1 janvier 2018

- Le patient ne doit pas être sous traitement antibiotique ou traitement immuno-suppresseur ou immuno-modulateur (corticoïdes). En cas d'un examen de contrôle après traitement antibiotique respecter un intervalle de 3 mois après la fin du traitement.
- Prélever 2 tubes citrate 5 ml (bouchon bleu).
- **Bien remplir les tubes** et les identifier avec le nom et prénom du patient.
- Compléter attentivement la « fiche de prélèvement extérieur ».
- Prévenir le patient que les échantillons doivent être conservés à température ambiante (> à 15°C) avant leur expédition.

Recommandations au patient

Préparation de l'immunoBox, le jour du prélèvement

Préparer et joindre à l'immunoBox contenant vos tubes :

- La "fiche de renseignements clinico-biologiques" complétée, sans oublier de la signer. Ne pas oublier de renseigner les traitements en cours (immuno-modulateurs, antibiotiques et autres en précisant le nom et la date).
- La fiche de "prélèvement extérieur" complétée par le préleveur.
- L'ordonnance délivrée par le médecin.

Refermer soigneusement l'immunobox.

- Cet emballage est en conformité avec les normes européennes concernant le transport des matières biologiques infectieuses.

Disposer l'immunoBox dans l'enveloppe DHL et la sceller.

Expédition de l'enveloppe DHL, le jour du prélèvement

Impérativement dans la matinée du prélèvement :

- Prendre rendez-vous par téléphone pour l'enlèvement par DHL au numéro suivant : +32 2 715 50 50 et communiquer le **numéro de compte DHL : 956 896 131**.
- Compléter le bon d'expédition DHL : le cadre 2 (nom, prénom, adresse complète, téléphone) et le cadre 7 (signature, date de départ).
- Coller le bon d'expédition sur l'enveloppe DHL.

Attention ! les échantillons non parvenus dans les 24 heures après le prélèvement risquent d'être détériorés et ne pas pouvoir être analysés.

Les résultats et la facturation des immunoProfils

Patient

Nous vous envoyons vos résultats par la poste et ils sont accompagnés de la note d'honoraires.

Aux frais d'analyses sera ajouté un montant forfaitaire de 45 euros pour frais de matériel et de transport.

De plus nous vous communiquerons vos codes personnels de connexion au serveur de résultats www.labo-barla.eu pour leur consultation en ligne ou leur téléchargement, ainsi que les possibles modalités de règlement.

Médecin

Dès que les analyses sont terminées nous envoyons les résultats par la poste au médecin.

S'il nous le demande, nous pouvons aussi lui envoyer à son adresse électronique sécurisée ou lui délivrer des logins de connexion à notre serveur de résultats www.labo-barla.eu.

Attention ! C'est le médecin qui décide du mode de transmission des résultats qui lui convient le mieux.