

## Organisation d'un prélèvement d'un Covid-19 à l'extérieur du laboratoire

### 1. Description et domaine d'application

Ce document décrit les modalités de préparation d'un prélèvement de Covid19 pour l'envoi au plateau technique spécialisé St Roch du laboratoire SYNLAB-BARLA à Nice.

Il s'applique aux personnes habilitées à réaliser le prélèvement ainsi qu'aux personnes habilitées au Tri-envoi pour la réalisation de l'envoi.

Au préalable, une convention de prestations doit être établie entre l'organisme et le laboratoire ou un contrat d'exercice entre le professionnel de Santé préleveur et le laboratoire.

### 2. Livraison du matériel de prélèvement

a. **Pour les campagnes dépistage de groupe** (plus de 10 personnes, même lieu, même plage horaire) :

- i. L'organisme extérieur doit adresser sa demande de « campagne » de dépistage » au service qualité via l'adresse mail : [qualite@labo-barla.eu](mailto:qualite@labo-barla.eu). 48h ouvrées à l'avance
- ii. Le service qualité retourne une proposition de date et d'horaire, un fichier excell à compléter pour référencer les patients concernés
- iii. Si le prélèvement est réalisé par le personnel de l'organisme, le laboratoire porte à sa disposition le matériel de prélèvement et les fiches étiquettes code à barre de chaque patient. Les deux parties s'entendent sur le lieu de mise à disposition le plus pratique.

**iv. Les demandes IT doivent nous parvenir avant l'arrivée des tubes. Sans cette demande, le tube ne pourra pas être pris en charge dès son arrivée.**

b. Pour les prélèvements au cas par cas :

Le professionnel habilité commande le matériel nécessaire sur le e-shop préleveur du laboratoire. Ce matériel est porté à sa disposition 48h ouvrées plus tard sur le laboratoire SYNLAB-BARLA de son choix.

### 3. Envoi des échantillons prélevés :

Le matériel nécessaire à la réalisation et à l'emballage du prélèvement Covid-19 est :

Tout envoi **doit comporter** :

- Ecouvillon naso-pharyngé cassé dans le **tube identifié**
- Milieu de transport : RNA/DNA Purification Kit DaAnGen
- 2 sachets de transport (1 sachet transparent avec buvard et 1 sachet de couleur) pour respecter le triple emballage

Préparation du kit d'envoi :

- Après le prélèvement, le tube doit être refermé avec soin.
- Le tube doit être étiqueté avec une étiquette comportant les nom, prénom et DDN (si fournie, étiquette code à barre).
- Le tube est inséré dans la poche intérieure du sachet transparent avec le buvard, bien sceller le sachet.

Copie non gérée

- Glisser le sachet transparent dans la poche Intérieure du sac Kangourou de couleur, bien sceller le sachet de couleur.
- **Etiqueter le sachet de couleur avec la même étiquette que celle du tube.**
- Placer la planche d'étiquettes complète ou la feuille de renseignements cliniques complétée et la glisser dans la poche kangourou externe du sachet de couleur.
- Pour les urgences des cliniques, rajouter sur le sachet externe l'étiquette rouge « Urgences Cliniques Synlab xx ».
- Coliser le sachet au départ du labo.

**Attention : un seul patient par sachet**

Cas des prélèvements pour lesquels des analyses de sang sont également prescrites :

Faire la prise de sang. Coller les étiquettes sur les tubes prélevés. Placer les tubes dans un sachet à part. **NE JAMAIS MELANGER PRELEVEMENT COVID 19 ET PRISE DE SANG.**

Conservation des prélèvements :

Les prélèvements sont conservés à température ambiante durant 24h et à -20°C en cas de délais prolongés au-delà de 24h.

Procédure de désinfection :

Désinfection avec un nettoyeur EN14476 type Bactopin Plus ou Steranio 2%. Laisser tremper le matériel à décontaminer durant 60 minutes puis rincer à l'eau potable.

**4. Résultats**

Les résultats seront disponibles entre 24h et 48h à compter de l'heure de réception de l'échantillon au PT St Roch à Nice.

Ils sont disponibles par connexion et/ou sur le serveur [www.labo-barla.eu](http://www.labo-barla.eu)

Copie non gérée